



Lojer dreiteilige Trainingsbank Gebrauchsanweisung

Inhalt

.....	1
Lojer dreiteilige Trainingsbank	1
Bedienungsanleitung	1
Inhalt	2
1 Lojer dreiteilige Trainingsbank	1
2 Eingangskontrolle	1
3 Inbetriebnahme	1
4 Sicherheitshinweise	1
5 Zusammenbau	2
6 Funktionen und Einstellungen	3
6.1 Sitzwinkelverstellung des ersten Sitzes	3
6.2 Sitzwinkelverstellung des zweiten Sitzes	3
6.3 Längeneinstellung	4
6.4 Nackenstütze (Zubehör)	4
6.5 Schulterrotationstrainer (Zubehör)	4
7 Wartung	4
8 Service	5
9 Technische Daten	5
10 Fehlerbehebung	5
11 Lojer Garantie	5
11.1 Internationale Garantiebestimmungen	6
11.2 Vorgehen im Garantiefall	6
12 Kontaktinformationen	7

1 Lojer dreiteilige Trainingsbank

Die Lojer dreiteilige Trainingsbank ist ausgelegt für physiotherapeutische Behandlungen durch ausgebildete Therapeuten in Praxen und Kliniken.

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig vor der ersten Benutzung der Bank.



Achtung! Folgen Sie unbedingt den Anweisungen, wenn Sie nebenstehendes Zeichen sehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

2 Eingangskontrolle

Vor der Inbetriebnahme der dreiteiligen Trainingsbank vergewissern Sie sich, ob das gesamte Verpackungsmaterial entfernt wurde und ob Transportschäden zu sehen sind.

Melden Sie eventuelle Transportschäden sofort dem Transporteur und Ihrem Händler.

Prüfen Sie ob alle in der Packliste aufgeführten Teile vorhanden sind, wenn nicht, bitte sofort Ihren Lieferanten benachrichtigen.

3 Inbetriebnahme

Diese Produkte sind ausgelegt für die Benutzung in geschlossenen, trockenen Räumen. Stellen Sie sicher das die dreiteilige Trainingsbank nur bei Temperaturen zwischen +10°C und +60° und relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 60% benutzt wird.

Vergewissern Sie sich ob alles Verpackungsmaterial entfernt wurde und alle Schrauben fest angezogen wurden.

4 Sicherheitshinweise



Achtung ! Fehlerhafte Bedienung der dreiteiligen Trainingsbank oder die Mißachtung der Sicherheitshinweise/Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen der Therapeuten sowie der Patienten führen, sowie die Bank beschädigen. Lesen Sie daher bitte alle Anweisungen sorgfältig.



Achtung ! Die maximale sicher Last der Bank beträgt 160,--kg.



Achtung! Plazieren Sie niemals etwas unter der Trainingsbank oder den Sitzen, diese müssen frei beweglich sein zum Verstellen.

5 Zusammenbau

Vergewissern Sie sich, das die Verpackung alle abgebildeten Teile enthält. (Siehe Bild)




Zum Zusammenbau der Trainingsbank benötigen Sie folgendes Werkzeug.:

Inbusschlüssel, 5mm + 6mm

Schraubenschlüssel 13 mm



Plazieren Sie die Teile 2 und 3 gemäß der unteren Abbildung und befestigen Sie diese mit Schraube und Mutter.



Plazieren Sie die Teile 4 und 5 gemäß unter Abbildung und befestigen Sie diese mit Schraube und Mutter und ziehen Sie diese fest an.

Bauen Sie Teil 4 auf der Seite an, auf der sich der verstellbare Sitz befindet.



6 Funktionen und Einstellungen

6.1 Sitzwinkelverstellung des ersten Sitzes

Anstellen des Sitzes durch anheben der Sitzfläche von 0 bis 25°. Wenn der Sitz die gewünschte Anstellung erreicht hat den Sitz loslassen, dieser wird automatisch arretiert.

Absenken der Sitzfläche durch lösen der Stabverstellung und ablassen der Sitzfläche.



6.2 Sitzwinkelverstellung des zweiten Sitzes

Die Verstellung des zweiten Sitzes zwischen 0 und 70° geht wie unter 6.1. beschrieben vorstatten.



Achtung ! Die Bank ist nicht für den Patiententransport geeignet !

6.3 Längenverstellung

Die Einstellung der Länge des mittleren Polsters wird wie folgt vorgenommen:

- Durch ziehen des gelben Knopfes unter dem Polster geben Sie die Längenverstellung frei.
- Lassen Sie den gelben Knopf los wenn die gewünschte Länge erreicht ist, und achten Sie darauf das der Bolzen einrastet. Der Bolzen ist eingerastet wenn sich das Mittelpolster nicht mehr hin und her schieben lässt.

6.4 Nackenstütze- Zubehör

Für die Lojer dreiteilige Trainingsbank ist als Zubehör eine Nackenstütze lieferbar, welche während des Trainings den Kopf/Nacken des Patienten stützt. Wird die Nackenstütze nicht benötigt so wird diese aus dem Mittelteilpolster herausgezogen und neben der Bank gelagert.

6.5 Schulterrotationstrainer- Zubehör

Es gibt zwei Arten von Schulterrotationstrainern. Den einfachen sowie den mit sehr umfangreichen Verstellmöglichkeiten ausgerüsteten Trainer mit Joystick. Beide Schulterrotationstrainer werden an einem Ende der dreiteiligen Trainingsbank mit 4 Schrauben befestigt. Siehe unteres Bild. Es gibt auch noch eine Verlängerung die das Training im stehen erlaubt.



Achtung! Stellen Sie sicher das sich nichts unter dem Sitz befindet wenn dieser verstellt wird.

7 Wartung

Die Polsterteile sollten mit einem milden Seifenreiniger, zum Beispiel Spülmittel gereinigt werden.



Achtung ! Applizieren Sie keine Wärmepacks auf der Trainingsbank, dadurch könnten die Polster beschädigt werden.

8 Service



Achtung! Nur geschultes Personal darf Wartungen und Reparaturen an der Bank vornehmen.

9 Technische Daten

Länge	104 cm
Breite	33 cm
Höhe (E)	47 cm
Maximale Zuladung	160 kg total
Umgebungstemperatur	Von +10 °C bis + 60 C°, relative Luftfeuchtigkeit 30% bis 60%.

10 Fehlerbehebung

Wenn Sie bei einem Problem Ihren Händler kontaktieren, halten Sie bitte folgende Informationen bereit::

- Produktname und Modell
- Seriennummer
- Kaufdatum
- Detaillierte Beschreibung des Problems.

Produktname, Modell und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild welches sich am Oberrahmen und dem Polster befindet.

12 Kontaktinformation

Hersteller

Lojer Oy

POB 54

Putajantie 42

FIN-38201 Vammala

Tel. +35810 830 6700

Fax. +35810 830 6702

Email: firstname.lastname@lojer.com

<http://www.lojer.com>

Service

Tel. +35810 830 6750

Email: service@lojer.com

Verkauf

Tel. +35810 830 6700

Email: firstname.lastname@lojer.com

Distributor: