

Entsorgung

Unsere Produkte sind für ein langes Leben gemacht. Sollten Sie den Hund dennoch einmal ganz entsorgen wollen, holen Sie das Vibrationsmodul heraus und entfernen Sie die Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Textil und die Füllstoffe können Sie über die Reststofftonne entsorgen.

Defekte oder ausgediente Vibrationsmodule können bei Ihrer örtlichen Entsorgungsfirma abgegeben, oder von uns über den Hersteller kostenfrei entsorgt werden (Zusendung des Gerätes an uns erfolgt auf Ihre Kosten).

Entsorgung alter Batterien

Wir möchten Ihnen dringend ans Herz legen, alte Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen. **Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll!** Gebrauchte Batterien können in den meisten Supermärkten kostenfrei zurück gegeben werden.

**Lebensdauer und Garantie**

Durch unsere Hauseigene Produktion und strenge Materialkontrollen garantieren wir eine hochwertige Verarbeitung und dadurch bedingte lange Lebensdauer. Die Lebensdauer hängt maßgeblich von der Intensität des Gebrauchs ab.

Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt. Deshalb erhalten Sie eine Nutzungs-Garantie von 3 Jahren und eine lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler.

Ausgeschlossen von der Garantie sind

- Fehler oder Schäden durch exzessiven oder unsachgemäßen Gebrauch
- Keine oder falsche Pflege
- Schäden oder Fehler durch falsche bzw. unsachgemäße Lagerung oder Gebrauch

Im Falle eines Garantieanspruches, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Aufbewahrung

Um eine lange Lebensdauer garantieren zu können bewahren Sie Lenny trocken und warm auf. Vermeiden Sie extrem Temperaturen.

Qualitäts & Herkunft

Alle Produkte werden mit größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt. Dabei unterliegt die Produktion einem selbst auferlegten QM-System, welches die Sicherheit und gleichbleibende Qualität sichert. Mit unserem hauseigenen Qualitätsmanagement kontrollieren wir nicht nur unsere eigenen Herstellungs-Prozesse, sondern stellen auch sicher, dass das verwendete Material immer höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Unsere Rohstoffe beziehen wir zu 100% von Direktherstellern aus Deutschland. Alle Rohstoffe sind Schadstoffgeprüft und uneingeschränkt für Allergiker einsetzbar.

Bei Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Verwendete Rohstoffe (Hund)

- Textil 100% Polyester (PES)
- Füllung Polyester Hohlfasern (Kopf) Kunststoff-Granulat (Polypropelen)



Beluga Tauchsport GmbH
UB BELUGA HEALTHCARE
Vertrieb und Service
Rederscheider Straße 26a
53578 Windhagen
Tel. +49 (0)2645 9729075
kontakt@beluga-healthcare.de
www.beluga-healthcare.de



www.facebook.com/beluga1985

**GEBRAUCHSANWEISUNG****VIBRATIONSHUND
LENNY**

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein original Beluga Produkt erworben. Seit 1985 steht unser Namen für Qualitätsprodukte made in Germany unter Verwendung hochwertigster und technisch ausgereifter Materialien.

Unsere Healthcare Produkte werden maßgeblich von Therapeuten und Ärzten entwickelt und von uns mit Sorgfalt und Liebe zum Detail umgesetzt. Wir garantieren Ihnen, neben einer langen Lebensdauer, schadstofffreie und gesundheitlich unbedenkliche Materialien und Herstellungsverfahren, die wir aus eigenem Antrieb ständig sorgfältiger Kontrollen unterziehen.

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die „Adoption“ eines Lenny's entschieden haben. Unsere Produktion hat Ihren neuen Freund mit viel Liebe genäht, gefüllt und sorgfältig verpackt. Jeder Lenny ist ein echtes Unikat. Damit Sie lange Freude an ihm haben, haben wir ein paar Hinweise für Sie zusammengestellt.

Wir wünschen Ihnen viel und lange Freude mit Ihrem neuen Gefährten.

Gültig für folgende Modelle:

Vibrationshund Lenny, alle Farben

Anwendung und Nutzen

Legen Sie Lenny auf den Bauch, Schoß oder einzelne Körperteile (Arme, Beine etc.).

Gleichmäßige Vibrationen stimulieren die Muskulatur. Das Gewicht des Hundes trägt zudem zu einer gesteigerten Wahrnehmungsfähigkeit bei.

Lennys beruhigen, oder wirken anregend, je nach Einsatzgebiet. Zudem eignet er sich als therapeutische Unterstützung im Bereich der propriozeptiven Wahrnehmung.

Die unterschiedlichen Texturen von weich & fein bis hart & grob, wirken zudem stimulieren und laden zum kneten und knautschen ein. Dies beruhigt und fördert die Motorik der Hände.

Altersempfehlung:

Ab 3 bis 99 Jahren

Batterieempfehlung

1,5 V AAA

Warnhinweise

- Verwenden Sie den Vibrationshund nicht im oder am Wasser. Es droht die Gefahr des Ertrinkens!
- Der Vibrationshund sollte bei Kindern unter 6 Jahren und Personen mit eingeschränkter Selbstbestimmungskompetenz ausschließlich unter Aufsicht verwendet werden
- Folgende Gefahrenquellen bitte unbedingt von dem Vibrationshund vernhalten: Offenes Feuer, Glut oder andere entzündliche Gegenstände
- Nicht verwenden, wenn gesundheitliche Risiken oder Nebenwirkungen zu erwarten sind



Durch Überanstrengung von Nähten und Verschlüssen können sich Kleinteile lösen. Daher raten wir von der Verwendung unter 3 Jahren ab!

Für Schäden durch unsachgemäße, oder zweckentfremdete Benutzung wird keine Haftung übernommen.

In Betriebnahme

Nehmen sie das Vibrations-Modul aus der Verpackung und drehen Sie den Deckel ab. Entfernen Sie den Papierschutz vollständig aus dem Modul. Legen Sie eine passende Batterie nach Vorgabe in das Modul ein. Schließen Sie den Deckel.

Stecken Sie nun das Vibrations-Modul in die Bauchöffnung an der Unterseite des Hundes. Achten Sie darauf, dass das Modul schön tief im Hund verschwindet. Durch ein wenig schütteln beim Herreindrücken können Sie den Sitz optimieren. Der Klettverschluss verhindert das Herausfallen.

Bedienung und Einstellung:

Über den Knopf am Deckel des Moduls können Sie das Vibrations-Modul an und durch längeres Drücken auch wieder ausschalten. Mit kurzen Druck auf den Knopf wechselt das Modul die Intensitäts- und Intervallstufen.

Vorsicht! Bitte achten Sie darauf beeinträchtigte Personen und Kinder immer zu beaufsichtigen!

Pflegeanleitung

Sie können Ihren neuen Hund mit einem feuchten Lappen und etwas Seifenlösung feucht abwischen. Auch ein handelsübliches Desinfektionsmittel verträgt er gut. Sollte Lenny einmal richtig baden müssen, nehmen Sie das Vibrations-Modul heraus und stecken den Hund in den mitgelieferten Transportbeutel (zum Schutz der Waschmaschine).

Sie können ihn dann bei 40° in der Waschmaschine mit Syntetik-Waschmittel waschen. Bitte schleudern Sie Lenny nicht und setzen Sie ihn bitte nicht der Hitze des Trockners aus. Lenny trocknet schnell bei warmer Luft. Wir wünschen Ihnen viel und lange Freude mit Ihrem neuen Gefährten.

Achtung! Kontrollieren Sie bitte regelmäßig und nach jeder Wäsche die Nähte auf Festigkeit sowie den stabilen Sitz von Augen und Nase (kräftig ziehen).