



# Benutzerhandbuch User manual

Deutsch | English

DE EN

## AFH Parffino® Paraffinbad

Model FHC-4000D



AFH Webshop®

EN

### 2. Heating Modes

#### A. Manual Heating Mode

- » In manual heating mode, you manually set the desired temperature using the plus and minus buttons (+) / (-), and the device maintains that temperature until switched off.
- Press the plus and minus buttons (+) / (-) to set the target temperature (30–70 °C / 86–158 °F).
- Maintains the set temperature until powered off.

#### B. Smart Heating Mode

- » In smart heating mode, the appliance automatically heats up to the ideal application temperature of 53 °C / 127 °F and keeps it constant without the need for manual settings.

- Tap the Mode Button (Ⓜ) to activate „HEAT“ status.

- Automatically heats to 53 °C / 127 °F; 3 beeps signal readiness.

#### C. Reservation Heating Mode

- » In reservation heating mode, the device starts heating at a delayed time so the wax is ready precisely when you need it.
- With red indicator on, hold the Mode Button (Ⓜ) for 3 seconds to enter reservation.

- Press the plus and minus buttons (+) / (-) to set a countdown timer (2–99 hours).

- Heating activates automatically during the final 2 hours of the countdown.

### 3. Paraffin Therapy Process

- Temperature Test: Use a spatula to dab a small amount of wax onto the inner side of your wrist to test comfort.

#### Immersion:

- Dip hands or feet repeatedly (3 seconds per dip, 5–8 cycles).
- Retain the wax coating after the final dip.

#### Heat Retention:

- Wrap treated areas with plastic film and thermal mitts or boots for 15 minutes.

#### Post-Treatment:

- Peel wax from extremities toward the torso.
- Reuse residual wax up to 3 times, filtering out any debris beforehand.

#### Shutdown & Maintenance

- Press the Power Button (Ⓜ) to turn off the device.
- Unplug the unit and allow it to cool completely.

#### CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off the unit and allow the wax to cool completely.
- Remove any remaining wax residue with the silicone spatula.
- Wipe the exterior of the unit with a dry cloth. Never immerse the device in water!



#### SAFETY AND WARNINGS

1. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid hazards.
2. This symbol indicates that this product must not be disposed of with regular household waste in the EU. To avoid environmental or health damage from uncontrolled waste disposal, recycle this product responsibly and support the sustainable reuse of materials. Please use appropriate return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased for proper disposal.
3. This device may be used by children aged 8 and above, and by persons with reduced physical,

EN

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated hazards.

4. Children must not play with the device.

5. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

6. Note: When using electrical devices – especially around children – basic safety precautions should always be followed. Read all instructions carefully before using the wax bath.

7. This device is intended for heating paraffin wax only.

8. To avoid burns, electric shocks, fire, or injury, do not use the device if:
  - The power cord or plug is damaged
  - The device itself is damaged
  - The device is not functioning properly

- The power cord or plug is damaged
- The device itself is damaged
- The device is not functioning properly

9. Keep the cord away from hot surfaces. Always operate the device on a flat surface. Do not immerse the device in water or other liquids. Keep the area around the unit dry. Do not place the device where it could fall or be pulled into a bathtub or sink. If the unit falls into water, do not touch it! Unplug it immediately. Do not wrap the cord around the unit during operation. Unplug the unit after use. Allow it to cool completely before handling, cleaning, or storing. Keep out of reach of children. The device remains hot for some time after use.

#### WARRANTY CONDITIONS

The AFH Parffino® Paraffin Bath XL Model FHC-4000D comes with a 1-year warranty from the date of purchase. This guarantee applies to all faulty parts that are no longer functional due to material or manufacturing defects. The proof of purchase serves as proof and is required to claim under the guarantee.

The AFH Webshop wishes you a pleasant and relaxing experience with your paraffin wax bath!

**AFH Parffino® Paraffinbad**  
Model: FHC-4000D | Power: 200W  
Voltage: 220–240 V 50/60Hz



Guangzhou Fourto Sanitary Products Co., Ltd. No.7, Shiyuan Rd 2, Xinhua Street, Huadu District, Guangzhou, China.



**AFH-Webshop®** · Inhaber Rainer Zumhasch  
Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde / NRW · Germany




**AFH Webshop®** · Inhaber Rainer Zumhasch  
Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde / NRW  
· Germany

**AFH Parffino® Paraffinbad**  
Model: FHC-4000D | Power: 200W  
Voltage: 220–240 V 50/60Hz



Guangzhou Fourto Sanitary Products Co., Ltd. No.7, Shiyuan Rd 2, Xinhua Street, Huadu District, Guangzhou, China.



**AFH-Webshop®** · Inhaber Rainer Zumhasch  
Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde / NRW · Germany

**DE BENUTZERHANDBUCH**

Dieses Benutzerhandbuch enthält **Produktspezifikationen, Sicherheitswarnungen, eine Bedienungsanleitung, Tipps zur Reinigung und Pflege** sowie **Sicherheits- und Warnhinweise**.

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

Produktname:	AFH Parffino® Paraffinbad
Modellnummer:	FHC-4000D
Leistungsaufnahme:	200 W
Spannungskompatibilität:	EU-Standard: 220-240V AC
Temperaturbereich:	30-70 °C
Fassungsvermögen:	4500 ml
Abmessungen:	408 mm (L) x 254 mm (B) x 170 mm (H)
Material:	Gehäuse: Lebensmittelechter ABS-Kunststoff, Deckel: Hitzebeständiges PS-Material
Zertifizierungen:	CE (EMC/LVD), FCC, RoHS, Reach
Schutzklasse:	Klasse I

**SICHERHEITSWARNUNGEN**

Lesen Sie vor der ersten Nutzung sämtliche Anweisungen sorgfältig durch.

**ELEKTRISCHE SICHERHEIT**

- Verwenden Sie das Gerät nur mit der angegebenen Spannung.
- Gerät bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht betreiben. Wenden Sie sich an qualifizierte Fachkräfte für Reparaturen.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und Flüssigkeiten fern.


**BENUTZERSICHERHEIT**

- Verbrennungsgefahr: Berühren Sie niemals während des Aufheizvorgangs die beheizte Oberfläche / Heizelemente oder das Wachs wenn es noch nicht die Anwendungstemperatur hat.
- Kinder und schutzbedürftige Personen:
  - » Beaufsichtigen Sie Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten.
  - » Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, insbesondere wenn es heiß ist.
- Umgebung:
  - » Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene Oberfläche. Niemals in Wasser tauchen.
  - » Sollte das Gerät in Flüssigkeit fallen, sofort den Netzstecker ziehen.

**BETRIEBSSICHERHEIT**

- Das Gerät ist ausschließlich zum Erhitzen von Paraffinwachs bestimmt.
- Vor Reinigung oder Lagerung vollständig abkühlen lassen.
- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den Richtlinien für Elektroschrott (EU WEEE-Richtlinie).

**BEDIENUNGSANLEITUNG**



**1. Inbetriebnahme**

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, trockene Oberfläche.

**DE**

- Schließen Sie das Gerät an und drücken Sie die Power-Taste (ON/OFF) zum Einschalten.
- Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie kosmetisches Paraffinwachs ein (≤4 L empfohlen).

**2. Heizmodi**

**A. Manueller Modus**

- » Im manuellen Heizmodus stellen Sie die gewünschte Temperatur selbst über die Plus- und Minustasten (+) / (-) ein, und der Wärmer hält diese Temperatur konstant, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
- Drücken Sie die Plus- und Minustaste (+) / (-), um die gewünschte Zieltemperatur (30-70 °C) einzustellen.
- Die gewählte Temperatur wird konstant gehalten, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

**B. Intelligenter Heizmodus (empfohlen)**

- » Im intelligenten Heizmodus heizt das Gerät automatisch auf die ideale Anwendungstemperatur von 53 °C und hält diese konstant, ohne dass manuelle Einstellungen nötig sind.
- Tippen Sie auf die Modus-Taste (SET), um den Status „HEAT“ zu aktivieren.
- Das Gerät heizt automatisch auf 53 °C; 3 akustische Signale zeigen die Einsatzbereitschaft an.

**C. Reservierungs-Heizmodus**

- » Im Reservierungs-Heizmodus wird der Heizvorgang zeitverzögert gestartet, sodass das Wachs genau zur gewünschten Zeit fertig und auf Anwendungstemperatur ist.
- Wenn die rote Anzeige leuchtet, halten Sie die Modus-Taste (SET) bis „H“ erscheint lang gedrückt, um den Modus zu aktivieren.
- Drücken Sie die Plus- und Minustaste (+) / (-), um einen Countdown-Zeitraum (2-99 Stunden) einzustellen.
- Die Heizung beginnt automatisch während der letzten 2 Stunden des Countdowns.

**3. Therapieanwendung**

- Temperaturtest: Tragen Sie mit einem Spatel etwas Wachs auf die Innenseite des Handgelenks auf, um die Temperatur zu prüfen.
- Nach dem letzten Eintauchen die Wachsschicht belassen.

**Eintauchen:**

- Hände oder Füße wiederholt eintauchen (jeweils 3 Sekunden pro Tauchgang, 5-8 Wiederholungen).
- Die behandelten Stellen mit Kunststoffolie und Thermohandschuhen oder -füßlingen abdecken und 15 Minuten einwirken lassen.

**Entfernung:**

- Das Wachs von den Extremitäten in Richtung Körpermitte abziehen.
- Restwachs kann bis zu 3 Mal wiederverwendet werden – Verunreinigungen vorher herausfiltern.

**Abschalten und Wartung:**

- Drücken Sie die Power-Taste (ON/OFF), um das Gerät auszuschalten.
- Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.

**REINIGUNG UND PFLEGE:**

- Gerät ausschalten und Wachs vollständig erkalten lassen.
- Das Wachs niemals über den Rand des Beckens gießen
- Wachsreste mit dem Silikonspachtel entfernen.
- Innenraum mit mildem Seifenwasser und einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen.
- Außenseite des Geräts mit trockenem Tuch abwischen. Gerät niemals in Wasser tauchen!

**DE**



**SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE**

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt oder Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen. Zur Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zuführen.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Nutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- 4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- 5. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- 6. Hinweis: Bei der Verwendung elektrischer Geräte – insbesondere in Gegenwart von Kindern – sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Wachsbad verwenden.

- 7. Dieses Gerät dient ausschließlich zum Erhitzen von Paraffinwachs.

- 8. Um Verbrennungen, Stromschläge, Feuer oder andere Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn:

- das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist,
- das Gerät selbst beschädigt ist,
- das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

- 9. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- 10. Verwenden Sie das Gerät stets auf einer ebenen Fläche.

- 11. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie den Bereich um das Gerät trocken.
- 12. Stellen Sie das Gerät nicht an Orte, an denen es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann.

- 13. Falls das Gerät ins Wasser fällt, fassen Sie es nicht an! Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

- 14. Wickeln Sie das Kabel während des Betriebs nicht um das Gerät.

- 15. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es anfassen, reinigen oder lagern.

- 16. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Gerät bleibt auch nach dem Gebrauch über längere Zeit heiß.

**GARANTIEBEDINGUNGEN**

Das AFH Parffino® Paraffinbad XL Modell FHC-9000A kommt mit einer 1-jährigen Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie gilt für alle fehlerhaften Teile, die aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht mehr funktionsfähig sind. Der Kaufbeleg dient als Nachweis und ist für die Inanspruchnahme der Garantie erforderlich.

Der AFH Webshop wünscht Ihnen viel Freude und wohltuende Anwendungen mit Ihrem Paraffinbad!

**EN USER MANUAL**

This user manual includes **product specifications, safety warnings, operating instructions, cleaning and maintenance tips**, as well as important **safety and caution notices**.

Product Name:	AFH Parffino® Paraffin Bath
Model Number:	FHC-4000D
Power Rating:	200 W
Voltage Compatibility:	US Standard: 110-120V~ 60Hz / EU Standard: 220-240V~ 50Hz
Temperature Range:	30-75°C (86-167°F)
Capacity:	4500 ml
Dimensions:	408 mm (L) x 254 mm (W) x 170 mm (H)
Construction:	Body: Food-Grade ABS Resin, Lid: Heat-Resistant PS Material
Certifications:	CE (EMC/LVD), FCC, RoHS, Reach
Electrical Class:	Class I

**SAFETY WARNINGS**

Please read all instructions carefully before first use.

**ELECTRICAL SAFETY**

- Use the device only with the specified voltage.
- Do not operate the unit if the power cord or plug is damaged. Contact qualified service personnel for repairs.
- Keep the power cord away from hot surfaces and liquids.

**USER SAFETY**

- Risk of Burns: Never touch the wax or insert body parts into the device during the heating process.
- Children and Vulnerable Users:

- » Supervise children aged 8 years and older, and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

- » Keep the device out of reach of children, especially when it is hot.


**ENVIRONMENT:**

- Place the device on a flat, dry surface. Never immerse in water.
- If the device falls into liquid, unplug it immediately.

**OPERATIONAL SAFETY**

- This device is intended for heating paraffin wax only.
- Allow the unit to cool completely before cleaning or storage.
- Dispose of the unit according to electronic waste guidelines (EU WEEE Directive).

**OPERATING INSTRUCTIONS**



**1. Setup and Initial Use**

- Place the warmer on a stable, dry surface.
- Connect to power and press the Power Button (ON/OFF) to activate.
- Open the lid and add cosmetic-grade paraffin wax (≤4 L recommended).