



Benutzerhandbuch User manual

Deutsch | English

DE EN


AFH Parffino® Paraffinbad XL

Model FHC-9000A



AFH Webshop®

EN OPERATING INSTRUCTIONS



1. Setup and Initial Use

- Place the device on a stable, dry surface.
- Remove the lid and fill the silicone container with paraffin wax.
- Secure the lid back in place.
- Connect the device to power and press the Power Button to switch it on.

2. Heating Modes

A. Manual Heating Mode

» In manual heating mode, you manually set the desired temperature using the plus and minus buttons / , and the device maintains that temperature until switched off.

Set the desired temperature (30 to 75 °C or 86°F to 167°F) using the plus and minus buttons / .

Heating mode lamp:
A red light indicates that the heating is active, while a green light signals that the set temperature has been reached.

The device maintains the set temperature until powered off.

B. Reservation Heating Mode

» In reservation heating mode, the device starts heating at a delayed time so the wax is ready precisely when you need it.

Tap the Timer Button until the Reservation

Heating Mode light turns red to activate (default: H04 = 4 hours).

Set the desired duration using the plus and minus buttons / (4–99 hours).

Heating starts 4 hours before the set time ends.

Completion:

- Three audible beeps signal that the wax is ready.
- The device automatically cools to 53 °C (127°F) and maintains this temperature.

3. Paraffin Therapy Process

- Preparation: After the wax has completely melted, insert the heat-insulating grid.
- Temperature Test: Briefly dip fingertips or toes to test the wax temperature.

Application:

Immerse hand or foot for 3 seconds → Remove for 3 seconds → Repeat 5–8 times.

Apply a final layer of wax with a brush.

Heat Retention:

Cover the treated area with a plastic liner and thermal mitt for about 15 minutes.

Post-Treatment:

Gently peel off the hardened wax from the wrist or ankle.

Dispose of the used wax and liners.

4. Shutdown & Maintenance

Press the Power Button to turn off the device.

Unplug the unit and allow it to cool completely.

EN CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the silicone tray before first use.

Thanks to the „Easy Clean Pro“ function, cleaning the wax bath is particularly easy:

Turn off the unit and allow the wax to cool completely.

Remove the silicone container along with the wax and empty it. Solidified wax can be reused.

Remove any remaining wax residue with the silicone spatula.

Wipe the interior with medical alcohol or a silicone cleaner and a soft cloth.

Wipe the exterior of the unit with a dry cloth. Never immerse the device in water!

Tip:

By using multiple silicone containers, you can easily switch between different wax aromas or scents without needing to clean the device each time.



SAFETY AND WARNINGS

1. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid hazards.

2. This symbol indicates that this product must not be disposed of with regular household waste in the EU. To avoid environmental or health damage from uncontrolled waste disposal, recycle this product responsibly and support the sustainable reuse of materials. Please use appropriate return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased for proper disposal.

3. This device may be used by children aged 8 and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated hazards.

Children must not play with the device.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

Note: When using electrical devices – especially around children – basic safety precautions should always be followed. Read all instructions carefully before using the wax bath.

This device is intended for heating paraffin wax only.

To avoid burns, electric shocks, fire, or injury, do not use the device if:

- The power cord or plug is damaged
- The device itself is damaged
- The device is not functioning properly

9. Keep the cord away from hot surfaces. Always operate the device on a flat surface. Do not immerse the device in water or other liquids. Keep the area around the unit dry. Do not place the device where it could fall or be pulled into a bathtub or sink. If the unit falls into water, do not touch it! Unplug it immediately. Do not wrap the cord around the unit during operation. Unplug the unit after use. Allow it to cool completely before handling, cleaning, or storing. Keep out of reach of children. The device remains hot for some time after use.

WARRANTY CONDITIONS

The AFH Parffino® Paraffin Bath XL Model FHC-9000A comes with a 1-year warranty from the date of purchase. This guarantee applies to all faulty parts that are no longer functional due to material or manufacturing defects. The proof of purchase serves as proof and is required to claim under the guarantee.

The AFH Webshop wishes you a pleasant and relaxing experience with your paraffin wax bath!



AFH Webshop® · Inhaber Rainer Zumhasch
Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde / NRW
· Germany

AFH Parffino® Paraffinbad XL
Model: FHC-4000D | Power: 350W
Voltage: 220-240 V 50/60Hz



REF 2544310-02



DE BENUTZERHANDBUCH

Dieses Benutzerhandbuch enthält **Produktspezifikationen, Sicherheitswarnungen, eine Bedienungsanleitung, Tipps zur Reinigung und Pflege** sowie **Sicherheits- und Warnhinweise**.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname:	AFH Parffino® Paraffinbad XL
Modellnummer:	FHC-9000A
Leistungsaufnahme:	350 W
Spannungskompatibilität:	EU-Standard: 220-240V AC
Temperaturbereich:	30-75 °C
Fassungsvolumen:	9000 ml
Abmessungen:	420 mm (L) x 300 mm (B) x 200 mm (H)
Material:	Edelstahltank (201er Qualität), ABS-Rahmen, PC-Deckel
Zertifizierungen:	CE (EMC/LVD), FCC, RoHS, Reach
Schutzklasse:	Klasse I

SICHERHEITSWARNUNGEN

Lesen Sie vor der ersten Nutzung sämtliche Anweisungen sorgfältig durch.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Verwenden Sie das Gerät nur mit der angegebenen Spannung.
- Gerät bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht betreiben. Wenden Sie sich an qualifizierte Fachkräfte für Reparaturen.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und Flüssigkeiten fern.


BENUTZERSICHERHEIT

- Verbrennungsgefahr: Berühren Sie niemals während des Aufheizvorgangs die beheizte Oberfläche / Heizelemente oder das Wachs wenn es noch nicht die Anwendungstemperatur hat.
- Kinder und schutzbedürftige Personen:
 - » Beaufsichtigen Sie Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten.
 - » Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, insbesondere wenn es heiß ist.
- Umgebung:
 - » Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene Oberfläche. Niemals in Wasser tauchen.
 - » Sollte das Gerät in Flüssigkeit fallen, sofort den Netzstecker ziehen.

BETRIEBSSICHERHEIT

- Das Gerät ist ausschließlich zum Erhitzen von Paraffinwachs bestimmt.
- Vor Reinigung oder Lagerung vollständig abkühlen lassen.
- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den Richtlinien für Elektroschrott (EU WEEE-Richtlinie).

BEDIENUNGSANLEITUNG



1. Aufbau und Inbetriebnahme

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, trockene Oberfläche.

DE

- Entfernen Sie den Deckel und füllen Sie den Silikonbehälter mit Paraffinwachs.
- Setzen Sie den Deckel sicher wieder auf.
- Schließen Sie das Gerät an und drücken Sie die Power-Taste (⏻), um es einzuschalten.

2. Heizmodi

A. Manueller Heizmodus

- » Im manuellen Heizmodus stellen Sie die gewünschte Temperatur selbst über die Plus- und Minustasten (+/-) ein, und der Wärmer hält diese Temperatur konstant, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur (30-75 °C) mit den Plus- und Minustasten (+/-) ein.
- Heizmodus Lampe: Ein rotes Licht zeigt an, dass die Heizung aktiv ist, während ein grünes Licht signalisiert, dass die eingestellte Temperatur erreicht wurde.
- Das Gerät hält die eingestellte Temperatur, bis es ausgeschaltet wird.

B. Reservierungs-Heizmodus

- » Im Reservierungs-Heizmodus wird der Heizvorgang zeitverzögert gestartet, sodass das Wachs genau zur gewünschten Zeit fertig und auf Anwendungstemperatur ist.
- Tippen Sie auf die Timer-Taste (🕒) bis die Reservierungs-Heizmodus Lampe rot leuchtet, um den Modus zu aktivieren (Standard: H04 = 4 Stunden).

- Stellen Sie die Dauer mit den Plus- und Minustasten (+/-) ein (4-99 Stunden).
- Das Heizprogramm beginnt 4 Stunden vor Ende der eingestellten Zeit.

Abschluss:

- 3 akustische Signale zeigen den Abschluss an.
- Das Gerät kühlt automatisch auf 53 °C herunter und hält diese Temperatur konstant.

3. Paraffintherapie-Prozess

- Vorbereitung: Nach vollständigem Schmelzen des Waxes das Isoliergitter einsetzen.
- Temperaturtest: Fingerspitzen oder Zehen kurz eintauchen, um die Temperatur zu testen.
- Anwendung:
 - Hand/Fuß für 3 Sekunden eintauchen → 3 Sekunden warten → Vorgang 5-8 Mal wiederholen.

- Nach dem letzten Eintauchen die Wachsschicht belassen.

Wärmespeicherung:

- Behandelte Stelle mit einem Kunststoffüberzug und einem Wärmewickel für etwa 15 Minuten abdecken.

Nachbehandlung:

- Erstarrtes Wachs vorsichtig vom Handgelenk oder Fußknöchel abziehen.
- Gebrauchte Wachsschicht und Folien entsorgen.

4. Abschalten & Wartung

- Drücken Sie die Power-Taste (⏻), um das Gerät auszuschalten.
- Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.

REINIGUNG UND PFLEGE:

Die Silikonwanne vor erstmaligen Gebrauch reinigen.

Dank der „Easy Clean Pro“ Funktion ist die Reinigung des Paraffinbads besonders einfach:

- Gerät ausschalten und Wachs vollständig erkalten lassen.
- Silikonformbehälter samt erkalteten / erstarrten Paraffin entnehmen und entleeren.
- Wachsreste mit dem Silikonspachtel entfernen.

DE

- Innenraum mit milden Seifenwasser oder dem AFH Silikonwannen Reiniger und einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen.
- Außenseite des Geräts mit trockenem Tuch abwischen. Gerät niemals in Wasser tauchen!
- Das Wachs niemals über den Rand des Beckens gießen

Tipp:

Mit mehreren Silikonbehältern können Sie einfach zwischen verschiedenen Aromen oder Duftsorten wechseln, ohne das Gerät jedes Mal reinigen zu müssen.



SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Produkt nicht in dem normalen Hausmüll entsorgen. Um mögliche Schäden für Umwelt oder Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen. Zur Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zuführen.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Nutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht geführt werden.

6. Hinweis: Bei der Verwendung elektrischer Geräte – insbesondere in Gegenwart von Kindern – sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Wachsbad verwenden.
7. Dieses Gerät dient ausschließlich zum Erhitzen von Paraffinwachs.
 - » das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist,
 - » das Gerät selbst beschädigt ist,
 - » das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
8. Um Verbrennungen, Stromschläge, Feuer oder andere Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn:
 - » das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist,
 - » das Gerät selbst beschädigt ist,
 - » das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

9. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.

10. Verwenden Sie das Gerät stets auf einer ebenen Fläche.

11. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie den Bereich um das Gerät trocken.

12. Stellen Sie das Gerät nicht an Orte, an denen es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann.

13. Falls das Gerät ins Wasser fällt, fassen Sie es nicht an! Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

14. Wickeln Sie das Kabel während des Betriebs nicht um das Gerät.

15. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es anfassen, reinigen oder lagern.

16. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Gerät bleibt auch nach dem Gebrauch über längere Zeit heiß.

EN

GARANTIEBEDINGUNGEN

Das AFH Parffino® Paraffinbad XL Modell FHC-9000A kommt mit einer 1-jährigen Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie gilt für alle fehlerhaften Teile, die aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht mehr funktionsfähig sind. Der Kaufbeleg dient als Nachweis und ist für die Inanspruchnahme der Garantie erforderlich.

Der AFH Webshop wünscht Ihnen viel Freude und wohltuende Anwendungen mit Ihrem Paraffinbad!

USER MANUAL

This user manual includes **product specifications, safety warnings, operating instructions, cleaning and maintenance tips**, as well as important **safety and caution notices**.

Product Name:	AFH Parffino® Paraffin Bath XL
Model Number:	FHC-9000A
Power Rating:	350 W
Voltage Compatibility:	US Standard: 110-120V AC / EU Standard: 220-240V AC
Temperature Range:	30-75°C (86-167°F)
Capacity:	9000 ml
Dimensions:	420 mm (L) x 300 mm (W) x 200 mm (H)
Construction:	201 Stainless Steel Tank, ABS Frame, PC Lid
Certifications:	CE (EMC/LVD), FCC, RoHS, Reach
Electrical Class:	Class I

SAFETY WARNINGS

Please read all instructions carefully before first use.

ELECTRICAL SAFETY

- Use the device only with the specified voltage.
- Do not operate the unit if the power cord or plug is damaged. Contact qualified service personnel for repairs.
- Keep the power cord away from hot surfaces and liquids.

USER SAFETY

- Risk of Burns: Never touch the wax or insert body parts into the device during the heating process.
- Children and Vulnerable Users:
 - » Supervise children aged 8 years and older, and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
 - » Keep the device out of reach of children, especially when it is hot.

ENVIRONMENT:

- Place the device on a flat, dry surface. Never immerse in water.

- If the device falls into liquid, unplug it immediately.

OPERATIONAL SAFETY

- This device is intended for heating paraffin wax only.
- Allow the unit to cool completely before cleaning or storage.
- Dispose of the unit according to electronic waste guidelines (EU WEEE Directive).