



## 1 | Lojer Seilzugapparat

Die Idee, die hinter allen Lojer Seilzugapparaten steht ist, dem Therapeuten ein vielseitiges Gerät an die Hand zu geben, um dem Patienten ein sehr spezifisches Training in genauer Dosis zu ermöglichen. Alle Lojer Seilzugapparate haben folgende Qualitätsmerkmale:

- Alle Rollen kugelgelagert
- Gewichtsführungsstangen aus massivem Stahl
- Gabel zur Auswahl des Trainingsgewichtes aus solidem Federstahl
- Wandmontage, kann auch auf Verschiebeeinrichtung befestigt werden
- LxBxH: 231x32x22 cm

### Ausführungen:

- 14 kg: 2x 0,5 kg + 13x 1 kg
- 20 kg: 2x 0,5 kg + 19x 1 kg
- 14 kg. Versandgewicht: 30 kg.
- ☑ ☒ 11 217 4017 Stück 1.229,-
- 20 kg. Versandgewicht: 40 kg.
- ☑ ☒ 11 217 4020 Stück 1.349,-

## 2 | Lojer Doppelseilzug/Explosionsapparat

Der Lojer Doppelseilzug ist noch vielseitiger als ein Einfachzugapparat einsetzbar. Er ermöglicht als zusätzliche Trainingskomponente die Trainingsgeschwindigkeit für das Schnellkrafttraining einzusetzen. Durch die 5-fache Übersetzung legt zudem das Gewicht nur ein Fünftel des Weges zurück, welches durch die Handgriffe bewegt wird. Und dieses mit einem Fünftel der Geschwindigkeit – bewirkt einen extrem ruhigen Lauf des Gerätes.

Ein Springen der Gewichte ist durch die Übersetzung ausgeschlossen! Der mit 2 Handgriffen ausgestattete Doppelseilzug ist zudem ein integraler Teil des multidirektionalen Trainings. Durch Beanspruchung der Mobilität und Stabilität in einer Übung erreicht der Therapeut funktionelle Bewegungen.

Die Übersetzung im Doppelseilzug ist 1:5. In diesem Verhältnis muss auch das Trainingsgewicht berechnet werden.

### Ausführungen:

- 50 kg: 20x 2,5 kg, LxHxB: 231x32x22 cm
- 100 kg: 20x 5 kg, LxBxH: 215x51x42 cm
- 50 kg. Versandgewicht: 80 kg.
- ☑ ☒ 11 217 4033 Stück 1.799,-
- 100 kg. Versandgewicht: 110 kg.
- ☑ ☒ 11 217 4176 Stück 2.049,-

✓ Alle Geräte nach MPG

✓ Hohe Qualität

✓ Kugelgelagerte Rollen

✓ Gewichtsführungsstangen aus massivem Stahl

## 3 | Lojer Vertikalzugapparat

Erweitert und verbessert die Anzahl fein dosierbarer Übungen für die funktionelle Rehabilitation der großen Muskelgruppen, inkl. des gesamten Bewegungssystems. Der schwere Gewichtsstapel erlaubt bei Übungen mit negativem Gewicht eine optimale Entlastung des Bewegungsapparates und somit einen früheren Beginn des Trainings. Die einstellbare Seillänge sowie die Bewegungsrichtung Pull-Up und das Rudertraining sind optimal für die Rehabilitation des Rückens sowie des unteren Bereichs. Zudem lassen sich gezielt Hebeübungen durchführen. LxBxH: 228-298x51x44 cm.

### Ausführungen:

- 50 kg: 10x 5 kg
- 100 kg: 20x 5 kg
- 50 kg. Versandgewicht: 60 kg.
- ☑ ☒ 11 217 4046 Stück 2.095,-
- 100 kg. Versandgewicht: 110 kg.
- ☑ ☒ 11 217 4192 Stück 2.229,-

## 4 | Lojer Doppelseilzug/Explosionsapparat, fahrbar 50 kg

Lojer fahrbare Seilzugapparate sind ideal für Praxen mit eingeschränktem Platzangebot. Zudem lassen sich die nur max. 190 cm hohen Geräte in Kliniken sehr einfach auf die jeweilige Station verschieben, um bettlägerigen Patienten ein Training zu ermöglichen. Weiterhin sind die fahrbaren Seilzugapparate auch im privaten Bereich ideal. Die Vielseitigkeit der fahrbaren Seilzugapparate entspricht im Wesentlichen den stationären Geräten. Die verminderte Höhe garantiert hohe Kippsicherheit und eine hohe Mobilität. Galgen für das Latziehen können bei den mobilen Geräten nicht eingesetzt werden. Gewichtsstapel: 20x2,5 kg. LxBxH: 190x51x42 cm. Versandgewicht: 92 kg.
- ☑ ☒ 11 217 4091 Stück 2.239,-