



Rückenansicht

1 | Druckweste „Squease“

Für Menschen mit sensorischen Störungen. Wenn die Weste aufgepumpt wird, wird sie enger. Das erzeugt einen festen Druck auf den Oberkörper, vergleichbar mit einer Umarmung. Das ist hilfreich, um Stress und Angst zu reduzieren, oder mit sensorischer Überempfindlichkeit und Überlastung umzugehen. Zudem fördert es Körperwahrnehmung, Konzentration und hilft beim Entspannen und Einschlafen. Der Druck lässt sich leicht mit der Handpumpe regulieren. Auch vollkommen aufgepumpt kann die Druckweste unter der Kleidung getragen werden, ohne aufzufallen. Mit Pumpe. 80% Nylon, 20% Elasthan.

- Größe XXS: Alter: 4-7 Jahre, Körpergröße: 110-134 cm, Taille: 50-65 cm
 - Größe XS: Alter: 8-10 Jahre, Körpergröße: 128-152 cm, Taille: 60-75 cm
 - Größe S: Taille 72-85 cm, Brustumfang 77-90 cm, Körpergröße 154-166 cm
 - Größe M: Taille 75-92 cm, Brustumfang 85-102 cm, Körpergröße 164-178 cm
 - Größe L: Taille 80-100 cm, Brustumfang 90-110 cm, Körpergröße 176-192 cm
- Video online**
 Stück 349,—
 Stück 349,—
 Stück 349,—
 Stück 349,—

i Einsatz von Druckwesten in der Therapie

In der Therapie wird Tiefendruck häufig bei Vorliegen folgender Symptome eingesetzt:

- Autismus-Spektrum-Störung (ASD)
- Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS)
- Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörungen (ADHS)
- Asperger Syndrom (AS)
- Lernstörungen
- Personen mit sensorischer Überempfindlichkeit
- Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (PDD / PDD-NOS)
- Propriozeptiven Dysfunktionen
- Sensorischen Integrationsstörungen (SID)
- Sensorischen Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (SPD)

In bestimmten Fällen wird hier von positiven Ergebnissen beim Einsatz von Druckmitteln wie Westen oder Gewichtsdecken berichtet. Bitte ziehen Sie auf jeden Fall Ihren Arzt oder Therapeuten hinzu.



2 | Erste Schwere Decke

Besonders komfortable Gewichtsdecke. Mit Reißverschlüssen zum Entnehmen der Gewichtssäckchen, die mit Granulat gefüllt und mit Schaumstoff geräuscharm ausgepolstert sind. Lieferbar in 4 Größen und 2 Bezugsvarianten.

Außenhülle Suratec (100% Nylon): Extrem widerstandsfähig und pflegeleicht, daher ideal in Therapiepraxis und Klinik und bei extremer Beanspruchung durch Personen mit auffälligen Verhaltensmustern. Nicht atmungsaktiv, daher eher für häufige Kurzeiteinsätze und tagsüber geeignet.

Außenhülle 100% Baumwolle: Atmungsaktiv, daher ideal als Schlafdecke und bei normaler Beanspruchung im privaten Bereich.



Herausnehmbares Gewichtssäckchen

- Orange-Blau
- Orange-Dunkelblau
- Grün-Blau
- Blau-Rot
- Dunkelblau-Terracotta
- Blau-Dunkelblau

i Mattengewicht

- 90x72 cm = 5,5 kg
- 180x90 cm = 14 kg
- 144x72 cm = 9 kg
- 198x126 cm = 21 kg

Außenhülle Suratec

90x72 cm / Orange-Blau
 Stück 269,—
11 208 4233

144x72 cm / Orange-Dunkelblau
 Stück 329,—
11 208 4220

180x90 cm / Grün-Blau
 Stück 499,—
11 208 4204

198x126 cm / Blau-Rot
 Stück 699,—
11 208 4217

Außenhülle Baumwolle
 90x72 cm / Grün-Blau
 Stück 269,—
11 264 5706

144x72 cm / Blau-Rot
 Stück 329,—
11 264 5719

180x90 cm / Dunkelblau-Terracotta
 Stück 499,—
11 264 5722

198x126 cm / Blau-Dunkelblau
 Stück 699,—
11 264 5735

Achtung! Verschlussbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Gewichtsdecken und weitere Produkte zur Wahrnehmungsförderung online: sport-thieme.de

Wahrnehmungsförderung



3 | Gewichtsschlange

Auf die Schultern gelegt erzeugt die Gewichtsschlange einen angenehmen Druck - wie bei einer Umarmung. Wird die Schlange auf die Oberschenkel, Hände oder Unterarme gelegt, hilft sie dabei, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ideal auch für Personen, die gut auf sensorischen Tiefendruck ansprechen.

Obermaterial 100% Samt-Polyester.
 Größe S, L: 76 cm, 1 kg
 Stück 44,95
11 263 0801

Größe L, L: 114 cm, 2 kg
 Stück 54,95
11 263 0814

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschlussbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.



4 | Gewichts-Schoßkissen

Der perfekte Begleiter für unruhige oder nervöse Personen. Das gewichtige Kissen mit seiner taktilen Cordoberfläche wirkt beruhigend bei wippenden Beinen. Bei sensorischer Unterempfindlichkeit wird es einfach auf den Schoß gelegt oder überall, wo zusätzlich sensorischer Tiefendruck benötigt wird. Waschbar. Obermaterial: 30% Baumwolle, 70% Polyester. Füllung: Polypropylen-Bohnen. LxB: 28x38 cm, 1,3 kg.
11 263 1006

Stück 69,95



5 | Stimove Gewichtskissen

Das Gewichtskissen wird unruhigen Menschen entweder auf die Schultern oder in den Schoß gelegt. Der entstehende sensorische Tiefendruck kann helfen, sich wieder auf eine Sache zu fokussieren oder sich zu beruhigen. Füllung aus PVC-Kugeln. Außenhülle: 100% Polyester. LxBxH: 50x25x2 cm, ca. 1,4 kg.
11 292 0708

Stück 39,95

Gewichtstiere online: sport-thieme.de

Gewichtstiere