

16 | Sport-Thieme Universal-Deckenkreuz

Universell einsetzbare Deckenaufhängung. An insgesamt 17 Ösen (ø 15 mm) können Sie jede Schaukel aufhängen. Diagonal montiert ergibt sich ein Platzbedarf von 131x131 cm (Querträger L: 180 cm). Komplett mit 5 Schraubkettengliedern. Geschütztes Design/Geschmacksmuster. Direktmontage auf Betondecken

11 207 4809 Stück 359,—

Abgehängte Decken bis 20 cm.

Versandkostenpauschale: 34,95.
11 207 4812 Stück 459,—

Abgehängte Decken bis 40 cm.

Versandkostenpauschale: 34,95.
11 207 4825 Stück 479,—

Abgehängte Decken bis 60 cm.

Versandkostenpauschale: 34,95.
11 207 4838 Stück 499,—

2074809 geprüft durch TÜV Austria, Zertifikat Nr.: 1676-PS18-241-Z
2074812, 2074825, 2074838 geprüft durch TÜV Austria, Zertifikat Nr.: 1580-PS17-312.4-Z

Gleich mitbestellen:
Therapie-Hängematte Seite 523
Reitsitz-Schaukel Seite 521

Schaukelaufhängung



17 | Marathon Rollengelenk

Erleben Sie ein neues Schaukelgefühl. Sie schwingen sanft, lange und lautlos hin und her. Das kugelgelagerte Rollgelenk mit Aushängestopp sorgt für reibungsfreies und sicheres Schaukeln. Inkl. Bohrschablonen, Karabinerhaken und Befestigungsmaterial mit bauamtlicher Zulassung. Dynamisch belastbar bis 300 kg pro Paar.

11 196 1502 Für Betondecken Paar 59,95
11 196 1515 Für Holzbalken Paar 59,95



✓ Universell einsetzbar

Deckenkreuze

Deckenkreuz für abgehängte Decken

Deckenkreuz für Direktmontage auf Beton



18 | Sport-Thieme Abhängekette

Bei hohen Decken überbrücken Sie den Abstand zur Schaukelaufhängung und stellen über die Kettenglieder jede beliebige Höhe ein. Verzinkt, 8x52 mm. Belastbar bis 400 kg.

11 207 1015 1 m Stück 14,95

19 | Verstellseil

Mit Verstelllatch und Schraub-Karabiner. Spinnfaserseil, Stärke 14 mm.

11 205 0919 L: 85-110 cm Stück 25,95
ab 4 je Stück 22,95

11 205 0935 L: 135-220 cm Stück 27,95
ab 4 je Stück 25,95

11 205 0951 L: 185-320 cm Stück 29,95
ab 4 je Stück 27,95



20 | Aufhängegurt für Turnring-Befestigungen

Äußerst strapazierfähiges Gurtband, um Schaukeln oder andere Geräte an einem Paar Turnringen oder einem Deckenhaken zu befestigen. Ein Gurt belastbar bis 350 kg. Gurt 53x5 cm, mit Schraubverschluss, ohne Turnring.

11 127 3700 Stück 21,95

21 | Aufhängung für Reitsitz-Schaukel

Damit hängen Sie die Reitsitz-Schaukel oder jede andere Pferdschaukel am Deckenkreuz auf. Bestehend aus je 2 Bügeln. B: 25 cm.

11 207 4900 Set 39,95

Zubehör für alle Deckenbefestigungen



22 | Mehrfachaufhängeschlaufe

Die ausgezeichnete Alternative zum Seil: Die ausgezeichnete Alternative zum Seil: Mit wenigen Handgriffen können die Schaukeln ohne weiteres Zubehör auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Das Band wird einfach in der gewünschten Höhe durch eine Schlaufe gezogen und in den Karabinerhaken der Deckenaufhängung befestigt. Entspricht EN 566. 12 verschiedene Aufhängehöhen. LxB: 140x1,6 cm. Jede Schlaufe belastbar bis 350 kg. 100% Polyamid.

11 262 6710 Paar 59,95



23 | Aufhängeseile für Therapie-Hängematten

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Hängematte. Die beiden Seilenden verknoten Sie jeweils mit der Schlaufe Ihrer Hängematte. Den mittig eingespießten Ring hängen Sie dann einfach in Ihren Wand- bzw. Deckenhaken. Dabei beträgt der Abstand zwischen Decken- bzw. Wandhaken und der Schlaufe Ihrer Hängematte max. 1,8 m.

11 174 6394 Paar 39,95